




IMPORTANTE
 Stampa questa pagina
 usando le dimensioni
 reali e senza alcun
 adattamento


Scopri il tuo preservativo perfetto



1. Scarica il nostro **misuratore del pene**, stampa e ritaglia



2. Misura la circonferenza a metà dell'asta del pene in erezione



3. Compila i campi sulla pagina comodo.it/trova-il-tuo-preservativo e scegli il tuo preservativo perfetto

Misura la circonferenza del tuo pene

Le dimensioni consigliate sono puramente indicative.

Ogni pene ha una forma anatomica diversa, pertanto le dimensioni indicate dovrebbero servire solo a dare un primo orientamento. Consigliamo di provare dimensioni diverse (una taglia più grande e una più piccola) al fine di trovare la taglia adatta a voi. Il fattore più importante è che il preservativo non scivoli via perchè troppo largo o stringa troppo perchè di una misura piccola.

Note: La lunghezza del profilattico non è importante ai fini della misura perfetta. La parte in eccesso resta arrotolata.

Circonferenza pene

7 - 10 cm	-----	47 mm
10 - 11 cm	-----	49 mm
11 - 11,5 cm	-----	52 mm
11,5 - 12 cm	-----	57 mm
12 - 13 cm	-----	60 mm
13 - 14 cm	-----	64 mm
14 - 15 cm	-----	69 mm

Larghezza nominale

